

Doppler Fetal Portátil Fm-200

2MED FM200



Características do Produto

- Portátil, ideal para uso ambulatorio;
- Ecrã LCD iluminado;
- Visualização do FHR (batimento cardíaco fetal), do armazenamento de dados, do modo de trabalho, do estado das pilhas, dos indicadores sonoros e da frequência da sonda;
- Sonda com sistema de localização, para encontrar o melhor plano para a realização do exame;
- Sonda de 2MHz à prova de água;
- 3 modos de trabalho: tempo real, médio e manual;
- Volume ajustável, otimizado para utilização de auscultadores;
- Funcionamento a pilhas AA;
- Consumo de energia reduzido;
- Desliga-se automaticamente, após 2 minutos, caso não esteja a ser utilizado;
- Opcional: sonda de 3MHz, bolsa de transporte, auscultadores, pilhas recarregáveis.

Acail Angola

Polo Industrial de Viana
EN Luanda - Catete Km 23
ANGOLA

922 327 152
acailangola@gmail.com
www.acailangola.com