



### Características do Produto

Detecção automática da consistência sanguínea

Ajuste automático do volume de sangue, ângulo e velocidade da lamela para otimizar a qualidade da lâmina;

Protocolos de coloração: coloração Wright, coloração Wright Giemsa, coloração May-Grunwald-Giemsa;

Com a possibilidade de reciclar as lâminas até 20 vezes;

Até 120 coloração de lâminas por hora;

Impressora térmica para a impressão da informação do paciente;

Carrega até 50 tubos de amostras de uma vez, acesso aleatório;

Carrega até 10 cassetes de uma vez;

Reagentes e Consumíveis: coloração, tampão de fluidos, diluente, sonda de limpeza, lâminas (fornecidos pela Mindray), Metanol, água desionizada (de fonte local)

Consumo de reagentes: definido pelo utilizador permitindo a reciclagem de lâminas até 20 vezes;

Amostras: Fluidos de sangue e corporais e medula óssea (coloração apenas para lâminas preparadas);

Lâmina de fabrico e coloração automática baseada em critérios de reexame definidos pelo utilizador;

Lâmina: 1-5 lâminas por amostra;

Material da lamela: Vidro de safira.

### Acail Angola

Polo Industrial de Viana  
EN Luanda - Catete Km 23  
ANGOLA

922 327 152  
acailangola@gmail.com  
www.acailangola.com